

北海道がんセンター 精度管理頻度等一覧 2022.5

【検査部門】	校正実施者	頻度	特記事項
生化学・血液・凝固	日本医師会	年1回	
	日本臨床衛生検査技師会	年1回	
遠心機	外部業者	年1回	
心電図	院内スタッフ	始業・終業前	
	製造業者	年1回	
薬用冷蔵庫	製造業者	年1回	
フリーザー (-20℃)	院内スタッフ	年1回	1日2回 目視温度記録 アラートあり
	外部業者	異常時	
フリーザー (-80℃)	外部業者	年1回	1日2回 目視温度記録
	外部業者	年1回	
肺機能検査	外部業者	年1回	
心エコー	院内スタッフ	始業・終業前	
	外部業者	不具合時	
乳腺エコー	院内スタッフ	始業・終業前	
	外部業者	不具合時	
【画像検査部門】			
CT	院内スタッフ	始業前	
	製造業者	年4回	
MRI	院内スタッフ	始業前	
	製造業者	年2回	
RI	院内スタッフ	始業前	
	製造業者	年2回	
PET	院内スタッフ	始業前	
	製造業者	年2回	
レントゲン	院内スタッフ	始業前	
	製造業者	年1回	
マンモグラフィー	院内スタッフ	始業前	
	製造業者	年2回	
PETCT/γカメラ	院内スタッフ	始業前	
	製造業者	年2回	
骨密度	院内スタッフ	始業前	
【薬剤】			
治験薬温度管理ロガー			10分ごとの温度記録

外部業者

2年に1回

逸脱時、アラート通知あり（24時間対応）

【その他】

輸液ポンプ

院内CE

年2回

心電図モニタ

院内CE

年2回

身長・体重計

自治体

2年に1回

AED

院内CE

月1回動作確認

院内CE

年2回メンテナンス